



LM
PRO MAX
CHAIR

**Manual
de usuario**



Advertencia

Estimado usuario,

Le agradecemos la adquisición de nuestro producto. Para poder hacer un uso correcto, por favor:

- Lea detalladamente las instrucciones y consérvelas.
- Siga las instrucciones para utilizar esta máquina correctamente.
- No cambie ni quite ninguno de sus accesorios.
- Se prohíbe la manipulación del cuadro principal por parte de terceros con excepción del personal autorizado por nosotros.
- Se prohíbe el cambio y mantenimiento de la máquina con excepción del personal autorizado por nosotros.
- Póngase en contacto con nosotros en caso de que surjan problemas durante su uso.




Conectar el equipo

1. Instalar la App

Mediante el código QR que se le ha enviado a su correo tras la compra del aparato.


2. Insertar el cable de alimentación y encender




3. Utilizar la App para controlar el tratamiento.




1. Establecer el idioma




2. Conectar Bluetooth



3. Bluetooth conectado correctamente




4. Ajustar la altura de la silla



5. Seleccionar modo de trabajo

MODO	INDICACIÓN GENERAL	SÍNDROME A TRATAR
A	Incontinencia urinaria	Incontinencia urinaria de esfuerzo
B	Enuresis	Disminución de la reserva ovárica
C	Incontinencia urinaria	Incontinencia urinaria mixta
D	Prolapso de órganos pélvicos	Relajación o laxitud vaginal
E	Enuresis	Enuresis
F	Prostatitis	Eyaculación tardía o no eyaculación
G	Incontinencia urinaria	Incontinencia urinaria mixta
H	Incontinencia urinaria	Incontinencia urinaria mixta
I	Dolor del suelo pélvico	Mejora de la función muscular del suelo pélvico
J	Dolor del suelo pélvico	Prostatitis
K	Prostatitis	Eyaculación precoz
L	Prostatitis	Erección persistente del pene
M	Prostatitis	Disfunción eréctil
N	Prolapso de órganos pélvicos	Reafirmante de la relajación vaginal
O	Prolapso de órganos pélvicos	Ligero fortalecimiento de la vagina
P	Enuresis	Inflamación crónica pélvica
Q	Enuresis	Disminución de hormonas sexuales femeninas
R	Enuresis	Engrosamiento del endometrio
S	Prostatitis	Relaciones sexuales dolorosas
T	Prostatitis	Inflamación
U	Dolor del suelo pélvico	Síndrome hipertónico
V	Dolor del suelo pélvico	Dolor crónico
W	Vejiga hiperactiva	Incontinencia urinaria de urgencia
X	Vejiga hiperactiva	Vejiga neurógena
Y	Disfunción de la defecación	Estreñimiento funcional
Z	Disfunción de la defecación	Incontinencia fecal

6. Comenzar el tratamiento








Ajustar la intensidad del tratamiento acorde con lo que pueda soportar el usuario

Seleccionar aquí el **modo de trabajo**

Ajustar el tiempo de tratamiento. No superar los **28 - 30 min por cada sesión**

Símbolos y su significado

Símbolo de advertencia	Significado
 Peligro	Si se usa incorrectamente puede provocar riesgo de daños severos o muerte.
 Precaución	Si se usa incorrectamente puede provocar la posibilidad de enfermedad mortal o daños severos.
 Atención	Si se usa incorrectamente puede provocar daños personales y materiales.
 Peligro	Existe riesgo de alta presión y alto voltaje en los terminales de salida.
 Atención	Si se usa incorrectamente puede provocar daños personales

*Daños materiales referidos a inmuebles, propiedades, mobiliario y mascotas.

Contraindicaciones



Peligro

1. Los pacientes con los siguientes síntomas tienen prohibido su uso
 - (1) Pacientes con marcapasos, ECS;
 - (2) Con huesos artificiales o con escoliosis;
 - (3) En estado de embriaguez o con fiebre alta;
 - (4) Pacientes con enfermedades de alta sensibilidad mental y epilepsia
 - (5) Pacientes con minusvalía psíquica que no puedan cuidar de sí mismos
 - (6) Pacientes con metales en su cuerpo (incluyendo dientes de metal), mujeres embarazadas, caquexia o tumores malignos
 - (7) Hipertensión severa y pacientes con enfermedades cardio y cerebrovasculares
 - (8) Pacientes con fallo renal
 - (9) Pacientes con infecciones severas



Precaución

2. Los siguientes usuarios han de estar bajo la supervisión de profesionales
 - (1) Mujeres en periodo de menstruación;
 - (2) Niños;
 - (3) Con enfermedades hemorrágicas o traumas, inflamación, enfermedades de la piel, infecciones en la piel;
 - (4) Pacientes con insensibilidad o sin respuesta al calor o al frío;
 - (5) Con un sistema inmunológico defectuoso, con historial de formación de cicatrices, enfermedades físicas;
 - (6) Personas que se hayan hecho un lifting facial o su cuerpo posea partes artificiales.

1. Los aparatos y equipos médicos cercanos a la máquina pueden tener fallos operativos debido a interferencias.

2. Prohibido el uso en los siguientes ambientes

—Ambiente caliente y húmedo —Ambiente polvoriento

—Ambiente con mucho humo o vapor

3. Si se produce un fallo, apagar inmediatamente y enviarla al distribuidor de referencia o al fabricante para su mantenimiento. No lo repare usted mismo.

4. Exclusión de responsabilidad.

(1) Incendio, terremoto o guerra;

(2) Error de uso por parte del usuario;

(3) Daño causado de cualquier otra manera (no incluido en el manual de uso).

(4) Utilizar sin el manual del usuario.

5 No usar la máquina pegada a una pared. Mantener un espacio mínimo de 30 cm para que pueda refrigerarse.



OFICINA CENTRAL

Calle Joaquín Turina 2, Planta1, Oficina 6
28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid. España
Tlfno: 917342058
lomisa@lomisa.com