



Módulo APC 2 Coagulación con Argon Plasma

Hemostasis efectiva y devitalización con la coagulación Argon Plasma (APC)

- Procedimiento non-contact, las puntas de los instrumentos no se adhieren al tejido
- Coagulación efectiva, reproducible, que logra que la hemostasis y la desvitalización sean uniformes
- Dosificación mejorada, gracias a ello mayor seguridad en la aplicación
- Carbonización y formación de humo mínimas
- Procedimiento seguro, con muy poca complicación

- **Medidas y peso**

Ancho x alto x fondo	410 x 80 x 370 mm
Peso	4,8 kg

- **Abasto de gas**

Tipo de gas	Argón 4.8 (99.998 %)
-------------	----------------------

- **Otras informaciones sobre el producto**

Unidad de embalaje	1 pieza
--------------------	---------

- **Normas**

Clasificación según normativa CE 93/42/EWG II b	IIb
---	-----

Modelo según NE 60 601-1	CF
--------------------------	----

Clase de protección según NE 60 601-1 I