



## Sistema HemoCue Hb 201+

El método más rápido y fiable para medir la hemoglobina

El sistema HemoCue Hb 201 + determina cuantitativamente la concentración de hemoglobina en sangre total. Está compuesto por un fotómetro con cubetas especialmente diseñadas que contienen reactivos secos. El sistema está calibrado contra el método internacional de referencia para la determinación de hemoglobina, ICSH.

El fotómetro puede almacenar más de 600 resultados y pruebas de control de calidad, así como permite definir los datos de fecha y hora. Los resultados almacenados pueden descargarse a un ordenador o bien imprimirse a través de una conexión a impresora. Este fotómetro debe utilizarse con las microcubetas Hb 201, disponibles en viales de 50 unidades.

- **Resultados con calidad de laboratorio**
- **Tiempo de resultados: 15-60 segundos**
- **Tipo de muestra: capilar, venosa o arterial**
- **Tamaño de muestra: 10 µL**
- **Fácil: sólo tres simples pasos**
- **No necesita calibración**
- **Memoria para guardar 600 resultados y pruebas QC**